

Anti-Dct 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P40126

품목 번호: CM0017108



소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 Anti-DCT 래빗 폴리클로날 항체. 멜라닌 생합성에 관여하는 59kDa 멜라닌 생성 효소인 인간 및 마우스 DCT(TRP-2)에 특이적입니다. 색소 침착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCT Rabbit pAb
비고/별칭	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
종	인간
GeneID (인간)	1638
GeneID	1638
면역원	재조합 단백질 인간 DCT (NP_001913.2)의 아미노산 50-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40126
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백