

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dctd 폴리클로날 항체 - P32321

품목 번호: CM0028486



소개

인간 DCTD(dCMP 데아미나제)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 후성유전적 살바지(salvage)의 핵심 효소를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	DCTD Rabbit pAb
비고/별칭	DCTD
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1635
GeneID	1635
면역원(Immunogen)	인간 DCTD (NP_001912.2)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P32321
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백