


Wb, Elisa용 Anti-Dctn2 폴리클로날 항체 - Q13561

품목 번호: CM0014278



소개

인간 DCTN2 (다이넥틴 서브유닛 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 다이네인 매개 운반 및 유사 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCTN2 Rabbit pAb
비고/별칭	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10540
면역원	인간 DCTN2 (NP_006391.1)의 아미노산 280-401에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13561
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백