


Wb, If/Icc, Elisa용 항Dctn2 토끼 다클론 항체 - Q13561

품목 번호: CM0019218



소개

이 토끼 다클론 항체로 인간과 래트에서 다이내틴 서브유닛 2(DCTN2/p50 다이내미틴, 44kDa)를 검출하세요. 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 다이닌 매개 수송 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCTN2 토끼 pAb
비고/별칭	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
종	인간
유전자ID (인간)	10540
유전자ID	10540
면역원	제조항 단백질 (인간 DCTN2(NP_006391.1)의 아미노산 50-320에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q13561
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백