


Wb, Elisa용 Anti-Dctn5 모노클로날 항체 - Q9Bte1

품목 번호: CM0003341



소개

DCTN5 Rabbit mAb은 dynactin subunit 5(p25)를 표적으로 하는 모노클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 적합합니다. dynein 운송 및 kinetochore 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCTN5 Rabbit mAb
비고/별칭	DCTN5; dynactin subunit 5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	84516
면역원(Immunogen)	사람 DCTN5 (Q9BTE1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9BTE1
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백