


Wb, Elisa용 Anti-Dctn5 토끼 다클로날 항체 - Q9Bte1

품목 번호: CM0020909



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-DCTN5 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 랫트 DCTN5와 반응합니다. 다이넥틴 복합체 기능 및 다이네인 매개 세포 내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCTN5 Rabbit pAb
비고/별칭	DCTN5
종	Human
GeneID (Human)	84516
GeneID	84516
면역원	합성 펩타이드: 인간 DCTN5 (NP_115875.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BTE1
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백