

Wb 및 Elisa용 Anti-Dcxr 폴리클론항체 - Q7Z4W1

품목 번호: CM0025949



소개

인간 DCXR(L-xylulose reductase)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 우로네이트 회로 및 삼투조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCXR Rabbit pAb
비고/별칭	XR; DCR; HCR2; P34H; HCRII; KIDCR; PNTSU; SDR20C1; DCXR
종	인간
유전자 ID (인간)	51181
유전자 ID	51181
면역원	인간 DCXR (NP_057370.1)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7Z4W1
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백