


Wb 및 Elisa용 Anti-Ddah1 Rabbit Monoclonal Antibody - O94760

품목 번호: CM0004242



소개

인간 DDAH1을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯팅과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플에서 DDAH1을 검출합니다. 일산화질소 조절 및 디메틸아르기닌 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDAH1 Rabbit mAb
비고/별칭	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
종	인간
유전자 ID (인간)	23576
유전자 ID	23576
면역원	인간 DDAH1(O94760)의 아미노산 186-285 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O94760
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백