


Anti-Ddah1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc And Elisa - O94760

품목 번호: CM0015862



소개

DDAH1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 일산화질소 조절 및 디메틸아르기닌 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDAH1 Rabbit pAb
비고/별칭	DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
종	인간
유전자 ID	23576
면역원	인간 DDAH1 (NP_036269.1)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94760
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백