

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ddah2 폴리클로날 항체 - O95865

품목 번호: CM0025767

소개

인간 DDAH2를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 혈관 생물학, 인슐린 분비 및 미토콘드리아 분열에서의 DDAH2의 역할에 대한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDAH2 Rabbit pAb
비고/별칭	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23564
유전자 ID	23564
면역원	인간 DDAH2 (NP_039268.1)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95865
단백질 크기	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)