

Wb, Elisa용 Anti-Ddah2 토끼 단일클론 항체 - O95865

품목 번호: CM0012297

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 DDAH2 토끼 단일클론 항체입니다. VEGF 유도, 인슐린 분비 및 미토콘드리아 역학에 관여하는 단백질인 인간, 마우스 및 랫트 DDAH2를 검출합니다. 혈관 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDAH2 Rabbit mAb
비고/별칭	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23564
유전자 ID	23564
면역원(Immunogen)	인간 DDAH2 (O95865)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95865
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)