

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ddb1 폴리클로날 항체 - Q16531

품목 번호: CM0027317



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-DDB1 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 DDB1(127kDa)을 검출합니다. UV-DDB 및 DCX 복합체를 통한 DNA 수리 및 유비퀴틴화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDB1 Rabbit pAb
비고/별칭	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
종	인간
유전자 ID (인간)	1642
유전자 ID	1642
면역원	인간 DDB1 (NP_001914.3)의 아미노산 741-1140에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16531
단백질 무게	127kDa
배송	아이스백