

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ddb1 토끼 단일클론 항체 - Q16531

품목 번호: CM0004180



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 DDB1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. DNA 복구(NER 경로) 및 유비퀴틴-프로테아좀 시스템 연구에 유용합니다. 특정 펩티드 면역원 사용, 127kDa, SWISS Q16531.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDB1 토끼 mAb
비고/별칭	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
종	사람
GeneID (사람)	1642
GeneID	1642
면역원	사람 DDB1 아미노산 1041-1140 내 서열에 상응하는 합성 펩티드 (NP_001914.3).
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16531
단백질 분자량	127kDa
배송 방식	아이스 팩