

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Ddb1 토끼 다클로날 항체 - Q16531

품목 번호: CM0025059



소개

DNA 손상 복구 및 유비퀴틴화 연구용 DDB1 토끼 다클로날 항체. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. UV-DDB 복합체 및 DCX E3 리가제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDB1 Rabbit pAb
비고/별칭	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1642
GeneID	1642
면역원	사람 DDB1 (NP_001914.3)의 아미노산 1000-1140 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q16531
단백질 크기	127kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)