


If/Icc, Elisa용 Anti-Ddb2 폴리클로날 항체 - Q92466

품목 번호: CM0019031



소개

인간 샘플에서 IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 DDB2 토끼 폴리클로날 항체. 뉴클레오타이드 절제 복구의 핵심 인자인 DNA 손상 결합 단백질 2(UV-DDB2)를 표적합니다. DNA 손상 및 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDB2 Rabbit pAb
비고/별칭	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
종	인간
GeneID	1643
면역원	인간 DDB2 (NP_000098.1)의 아미노산 1-315에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92466
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백