


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ddb2 토끼 다클론 항체 - Q92466

품목 번호: CM0024011



소개

인간 DDB2(DNA 손상 결합 단백질 2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDB2 토끼 pAb
비고/별칭	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
종	인간
유전자ID (인간)	1643
유전자ID	1643
면역원	인간 DDB2 (NP_000098.1)의 아미노산 1-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92466
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩