

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ddit3/Chop 단일클론 항체 - P35638

품목 번호: CM0003720

소개

인간 DDIT3/CHOP(DNA 손상 유도 전사체 3)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 예측 분자량은 19kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDIT3/CHOP Rabbit mAb
비고/별칭	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
종	인간
GeneID (Human)	1649
GeneID	1649
면역원	인간 DDIT3/CHOP (NP_004074.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35638
단백질 무게	19kDa
배송	아이스팩