

Anti-Ddit3/Chop 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P35638

품목 번호: CM0004576

소개

사람 DDIT3/CHOP에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트를 검출합니다. ER 스트레스 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] DDIT3/CHOP Rabbit mAb
비고/별칭	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1649
GeneID	1649
면역원	합성 펩타이드 사람 DDIT3/CHOP (NP_004074.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P35638
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)