

Anti-Ddit3/Chop Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

품목 번호: CM0014939

소개

DDIT3/CHOP Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 19kDa ER 스트레스 전사 인자를 표적으로 합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 비접힌 단백질 반응 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
비고/별칭	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
종	인간
GeneID (Human)	1649
GeneID	1649
면역원	재조합 단백질; 인간 DDIT3/CHOP (NP_004074.2)의 아미노산 1-169 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35638
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백