

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ddost 폴리클로날 항체 - P39656

품목 번호: CM0029500



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 DDOST 토끼 폴리클로날 항체. 단백질 N-글리코실화에 필수적인 주요 OST 서브유닛인 사람, 마우스 및 래트 DDOST를 검출합니다. 당생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDOST Rabbit pAb
비고/별칭	OST; WBPI; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
종	사람
유전자 ID (사람)	1650
면역원	사람 DDOST (NP_005207.2)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P39656
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백