

Wb 및 Elisa용 Anti-Ddr1/Mck10/Cd167A 토끼 단일클론 항체 - Q08345

품목 번호: CM0006780



소개

사람 DDR1/MCK10/CD167a에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 콜라겐 수용체 신호 전달, 세포 이동 및 종양 침윤 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDR1/MCK10/CD167a Rabbit mAb
비고/별칭	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	780
GeneID	780
면항원(Immunogen)	사람 DDR1/MCK10/CD167a (NP_054699.2)의 아미노산 21-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q08345
단백질 분자량(Protein Weight)	101kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)