


Wb 및 Elisa용 항-Ddr2 토끼 단클론 항체 - Q16832

품목 번호: CM0005378



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 토끼 단클론 항-DDR2 항체. 조직 리모델링 및 골 발달에 관여하는 콜라겐 수용체 티로신 키나아제인 인간, 마우스 및 랫드 DDR2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDR2 토끼 mAb
비고/별칭	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
종	인간
유전자ID (인간)	4921
유전자ID	4921
면역원	인간 DDR2 (Q16832)의 아미노산 756-855 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16832
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스팩