


Anti-Ddr2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16832

품목 번호: CM0012945



소개

사람 DDR2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트와 반응합니다. 콜라겐 신호 전달 및 조직 리모델링에 관여하는 타겟으로, 종양학 및 골 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DDR2 Rabbit pAb
비고/별칭	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4921
유전자 ID	4921
항원(Immunogen)	사람 DDR2 (NP_001014796.1)의 아미노산 290-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q16832
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)