


Wb, Elisa용 Anti-Ddt Rabbit Polyclonal Antibody - P30046

품목 번호: CM0027223



소개

사람 D-도파크롬 데카르복실레이스(DDT)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 멜라닌 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDT Rabbit pAb
비고/별칭	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1652
GeneID	1652
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 DDT (NP_001346.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P30046
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스백