

Anti-Ddx1 폴리클로날 항체 - Q92499

품목 번호: CM0027325



소개

토끼 폴리클로날 DDX1 항체, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 적용 가능. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 전사, RNA 처리 및 항바이러스 방어에 관여하는 ATP 의존성 RNA 헬리케이스 DDX1 검출 - Q92499.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX1 Rabbit pAb
비고/별칭	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
종	인간
GeneID (Human)	1653
GeneID	1653
면역원	인간 DDX1 (NP_004930.1)의 아미노산 441-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92499
단백질 무게	82kDa
배송	아이스백