

Wb, Elisa용 항-Ddx11 토끼 다클론 항체 - Q96Fc9

품목 번호: CM0029861

소개

인간 ATP 의존성 DNA 헬리카아제 DDX11을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 복제, 수리 및 크로마틴 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX11 토끼 pAb
비고/별칭	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
종	인간
GeneID (인간)	1663
GeneID	1663
면역원	인간 DDX11 (NP_689651.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96FC9
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스 팩