

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ddx17 단클론 항체 - Q92841

품목 번호: CM0011944



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 DDX17 토끼 단클론 항체로 사람, 마우스, 쥐에서 교차반응성을 보입니다. 전구 mRNA 스플라이싱과 전사 조절에 관여하는 RNA 헬리카제 DDX17(Q92841)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX17 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P72; RH70; DDX17
종	사람
유전자ID (사람)	10521
유전자ID	10521
면역원	사람 DDX17(Q92841)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q92841
단백질 크기	80kDa
배송	아이스 팩