


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ddx20 다클론 항체 - Q9Uhi6

품목 번호: CM0029492



소개

snRNP 조립에 관여하는 DEAD-box RNA 헬리카아제인 인간 DDX20(Gemin3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX20 토끼 pAb
비고/별칭	DP103; GEMIN3; DDX20
종	인간
유전자ID (인간)	11218
유전자ID	11218
면역원	인간 DDX20 (NP_009135.4)의 아미노산 25-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHI6
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩