

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ddx21 토끼 다클론 항체 - Q9Nr30

품목 번호: CM0016286



소개

인간 DDX21(핵소체 RNA 헬리카제 2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 87 kDa 단백질을 검출합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. rRNA 프로세싱, 전사 조절 및 항바이러스 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX21 토끼 pAb
비고/별칭	RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alpha; RH-II/GuA; DDX21
종	인간
유전자 ID (인간)	9188
유전자 ID	9188
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NR30
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백