

Anti-Ddx24 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9GZr7

품목 번호: CM0018543

소개

인간 DDX24(DEAD box 단백질 24)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 전사체 mRNA 스플라이싱과 선천 면역에 관여하는 ATP 의존성 RNA 헬리케이스입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX24 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX24
종	인간
GeneID (인간)	57062
GeneID	57062
면역원	인간 DDX24 (NP_065147.1)의 아미노산 510-859에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZR7
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백