

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ddx3 Rabbit Polymab® 항체 - O00571

품목 번호: CM0006865



소개

사람, 쥐, 래트에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA로 검증된 DDX3 (ATP-의존성 RNA 헬리케이스 DDX3X)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체. 전사, 번역 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX3 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSBB
종	사람
GeneID	1654
면역원	사람 DDX3 (NP_001347.3)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트
SWISS	O00571
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백