

Anti-Ddx39A Rabbit Polyclonal Antibody - O00148

품목 번호: CM0030473



소개

인간 DDX39A(BAT1/URH49)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. mRNA 수출, 스플라이싱 및 항바이러스 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX39A Rabbit pAb
비고/별칭	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
종	인간
GeneID (Human)	10212
면역원	합성 펩타이드 - 인간 DDX39A (NP_005795.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00148
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백