


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ddx3X 폴리클로날 항체 - O00571

품목 번호: CM0024798



소개

인간 DDX3X(O00571)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전사, 번역 및 선천성 면역에 관여하는 ATP 의존성 RNA 헬리케이스입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX3X Rabbit pAb
비고/별칭	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
종	인간
GeneID (인간)	1654
GeneID	1654
면역원	인간 DDX3X (NP_001347.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00571
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백