


Anti-Ddx3X/Ddx3Y 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - O00571/O15523

품목 번호: CM0007009



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 DDX3X/DDX3Y 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(rat)와 교차 반응하며, RNA 헬리카제 기능, 바이러스 감염 및 선천성 면역 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX3X/DDX3Y 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DBY; DDX3X/DDX3Y
종	인간
유전자 ID (인간)	1654/8653
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	O00571/O15523
단백질 무게	73 kDa/71 kDa/32 kDa
배송	아이스팩