

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ddx3Y 다클론 항체 - O15523

품목 번호: CM0017072

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고친화도 항-DDX3Y 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 DDX3Y 단백질을 검출합니다. ATP 의존성 RNA 헬리카아제 기능 및 번역 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX3Y 토끼 pAb
비고/별칭	DBY; DDX3Y
종	인간
유전자ID (인간)	8653
유전자ID	8653
면역원	재조합 단백질; 인간 DDX3Y(NP_001116137.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15523
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩