

Wb, Elisa용 Anti-Ddx3Y 토끼 다클론 항체 - O15523

품목 번호: CM0016877

소개

인간 DDX3Y를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. 면역 반응 및 정자 형성에서 RNA 헬리케이스 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX3Y 토끼 pAb
비고/별칭	DBY; DDX3Y
종	인간
유전자 ID (인간)	8653
면역원	인간 DDX3Y의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001116137.1).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O15523
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩