

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Ddx4 토끼 다클론 항체 - Q9Nqi0

품목 번호: CM0014562

소개

생식세포 특이 ATP 의존성 RNA 헬리카아제인 DDX4(VASA)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 정자발생 연구에서 웨스턴 블롯, 면역형광, IHC, ELISA 응용 분야에서 인간, 마우스, 랫드 DDX4를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX4 토끼 pAb
비고/별칭	VASA; DDX4
종	인간
유전자 ID	54514
면역원	인간 DDX4(NP_077726.1)의 아미노산 635-724에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9NQI0
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩