

Wb용 항-Ddx4 (Vasa) 토끼 단일클론 항체 - Q9Nqi0

품목 번호: CM0004162

소개

WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA 검증을 거친 고품질 항-DDX4 (VASA) 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 생식세포 발달 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	VASA
종	인간
유전자 ID (인간)	54514
유전자 ID	54514
면역원	제조합 단백질[인간 DDX4(NP_077726.1)의 아미노산 635-724에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NQI0
단백질 무게	79kDa
배송	아이스팩