


Anti-Ddx41 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ujv9

품목 번호: CM0030620



소개

사람 DDX41에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 DDX41(70 kDa)을 검출합니다. 선천성 면역 및 RNA 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX41 Rabbit pAb
비고/별칭	ABS; MPLPF; DDX41
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51428
GeneID	51428
항원(Immunogen)	사람 DDX41 (NP_057306.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UJv9
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)