

Wb 및 Elisa용 Anti-Ddx43 토끼 다클로날 항체 - Q9Nxz2

품목 번호: CM0020724

소개

DDX43 (CT13/HAGE)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 적합합니다. 암/고환 항원으로 발현되는 73kDa ATP 의존성 RNA 헬리카제를 검출합니다. 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX43 Rabbit pAb
비고/별칭	CT13; HAGE; DDX43
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55510
GeneID	55510
면역원(Immunogen)	사람 DDX43 (NP_061135.2)의 아미노산 429-648에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NXZ2
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)