


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ddx46 폴리클로날 항체 - Q7L014

품목 번호: CM0025114



소개

인간 DDX46 (PRP5/PRPF5), 스플라이스솜 RNA 헬리카제에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 스플라이스솜 조립 및 전구-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX46 Rabbit pAb
비고/별칭	Prp5; PRPF5; DDX46
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9879
GeneID	9879
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7L014
단백질 분자량	117kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)