


Wb, Elisa용 Anti-Ddx47 폴리클로날 항체 - Q9H0S4

품목 번호: CM0015298



소개

WB 및 ELISA용 신뢰할 수 있는 연구 등급 DDX47 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 세포사멸 경로를 표적화합니다. IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX47 Rabbit pAb
비고/별칭	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
종	인간
GeneID (인간)	51202
GeneID	51202
면역원	인간 DDX47 (NP_057439.2)의 아미노산 186-455에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0S4
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백