


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ddx5 (P68) 다클론 항체 - P17844

품목 번호: CM0014109



소개

인간 DDX5 (p68)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. RNA 헬리카제 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX5 토끼 pAb
비고/별칭	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
종	인간
유전자ID (인간)	1655
유전자ID	1655
면역원	인간 DDX5 (NP_004387.1)의 아미노산 1-614에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17844
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩