


Wb, Elisa용 Anti-Ddx5 폴리클로널 항체 - P17844

품목 번호: CM0029430



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 DDX5(p68 RNA 헬리카제)에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체로, 마우스와의 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, 스플라이싱 및 생체 리듬 연구에 이상적입니다. SWISS: P17844.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DDX5 Rabbit pAb
비고/별칭	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	1655
Gene ID	1655
면역원(Immunogen)	인간 DDX5 (NP_004387.1)의 아미노산 1-614 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	P17844
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백