

Anti-Ddx5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

품목 번호: CM0002099



소개

DDX5(p68 헬리케이스)를 표적으로 하는 고품이성 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫트와의 교차 반응성을 통해 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. IVD 검법 개발, 전사 조절 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DDX5 Rabbit mAb
비고/별칭	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1655
유전자 ID	1655
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17844
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)