

Wb, Elisa용 Anti-Ddx56 폴리클로날 항체 - Q9Ny93

품목 번호: CM0025664

소개

사람 DDX56에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 리보솜 생성, 선천성 면역 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다. 사람 및 쥐와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX56 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	54606
GeneID	54606
면역원	사람 DDX56 (NP_061955.1)의 아미노산 318-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9NY93
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백