

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ddx6 다클론 항체 - P26196

품목 번호: CM0024127



소개

DDX6에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. P-바디, mRNA 디캐핑 및 자가포식 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX6 토끼 pAb
비고/별칭	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
종	인간
유전자 ID (인간)	1656
유전자 ID	1656
면역원	인간 DDX6 (NP_001244120.1)의 아미노산 384-483aa에 해당하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26196
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩