

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 데코린 다클론 항체 - P07585

품목 번호: CM0019820

소개

인간 데코린에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 40kDa입니다. 세포외 기질 및 프로테오글리칸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	데코린 토끼 pAb
비고/별칭	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, 데코린
종	인간
유전자ID (인간)	1634
유전자ID	1634
면역원	데코린(NP_001911.1)의 아미노산 31-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07585
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩