

Anti-Decorin 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P07585

품목 번호: CM0006648

소개

인간 Decorin에 특이적인 토끼 단일클론 항체를 확인해 보세요. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 랫트와 반응합니다. 세포외 기질 생물학 및 프로테오글리칸 기능 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Decorin Rabbit mAb
비고/별칭	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1634
GeneID	1634
면역원	인간 Decorin (NP_001911.1)의 아미노산 31-359에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	P07585
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)