


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Defa1 다클론 항체 - P59665

품목 번호: CM0027109



소개

인간 호중구 데펜신 1(DEFA1/HNP-1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 항미생물 방어 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DEFA1 토끼 pAb
비고/별칭	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
종	인간
유전자ID (인간)	1667
유전자ID	1667
면역원	합성 펩티드 인간 DEFA1 (NP_004075.1)의 아미노산 1-94 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P59665
단백질 분자량	10kDa
배송 방식	아이스팩